



RADIM Deutschland GmbH, Oltmannsstraße 11, 79100 Freiburg  
Tel. +49 761 4581-0 . Fax +49 761 4581-199 . [info.deutschland@radim-diagnostics.de](mailto:info.deutschland@radim-diagnostics.de) . [www.radim.com](http://www.radim.com)  
Geschäftsführer: Jörg Schlösser . Amtsgericht Freiburg HRB 4714

**LYPHOCHEK IMMUNOASSAY PLUS CONTROL  
Level 1, 2 und 3**

Immunglobulin E  
ALLERgenA TOTAL IgE, Code RA1002

Lot: **40380**

Verfalldatum: 31.08.2022

<b>Level</b>	<b>Mittelwert kIU/L</b>	<b>Bereiche kIU/L</b>	
1 - 40381	575	378	772
2 - 40382	203,5	135	272
3 - 40383	141	92	189